



床ずれ防止のために

寝返りや体位変換を自由に行えないなど、床ずれを予防したい方に必要になるのが、からだにかかる圧力を効果的に分散する床ずれ防止用具です。床ずれ防止またはケアにお使いください。

床ずれとは、体重の集中する骨と寝具に挟まれた皮膚組織が圧迫され、「血の流れが悪くなり、皮膚やその下にある組織が死んでしまうこと」を言います。

床ずれは、重力による組織内部のダメージが確認できないために、キズ(創)の状態が急速に悪化することがあります。毎日注意深く皮膚を観察することが大切です。

最大の原因は、体重が骨突出部位に集中することによる組織への圧迫の継続です。

長時間同じ姿勢で寝ていたり、座っていたりすると、骨の突き出した部分へ体重が「集中し」、その状態が一定時間以上「継続」すると皮膚組織がダメージを受けて床ずれが発生します。

床ずれを予防するためには、

床ずれ発生の2大要因を減少させる対策をとっていきましょう。

- ①圧力の強さを小さくする。
- ②圧力のかかっている時間を少なくする。




〈その他の要因〉

ズレ

床ずれの発生原因と床ずれ防止用具の選び方について

床ずれは、圧力を直接かつ最大の原因としながらも、全身状態など様々な危険因子が複雑に絡み合って発生します。そのため、ご本人の要介護度だけでなく、さまざまな床ずれ発生危険因子を各項目にわたって明確にアセスメントし、個別の危険ごとに対策をとる必要があります。





床ずれ防止用具

●床ずれ防止用具選定のめやす

床ずれステージはあくまでも目安で、商品の優劣を示すものではありません。
商品ごとに特徴がございますので、福祉用具専門相談員へご相談ください。

商 品 名	メーカー	予 防	床ずれステージ			
			I	II	III	IV
スコープ/スコープライト	モルテン	皮膚に異常がなくても、骨突出や発熱状態に注意が必要。				
アマンダ	モルテン					
マイクロクライメイト ビッグセルアイズ	ケーブ					
マイクロクライメイト ネクサスアイビー	ケーブ					
オスカー	モルテン					
ブレイラプラス 通気カバー 厚さ 1.5cm	グローバル産業					
ファセットケアマットレス 通気カバー 厚さ 12cm	イノアックリビング					
ディンプルマットレス 防水カバー 厚さ 12.0cm	ケーブ					
エバープラウド 通気カバー 厚さ 13.0cm	パラマウントベッド					
アクアフロートマットレス 通気カバー 厚さ 12.0cm	パラマウントベッド					
アルファプラフ 通気カバー 厚さ 13.0cm	タイカ					

○床ずれのできやすさを知る方法としてOH（大浦-堀田）スケールがあります。
各項目をチェックして、合計点数を出してみてください。

Q1	ベッドの上で寝返りしたり、動けますか？ ベッドや車いすの上で、自分で動けない場合は3点、 動ける場合は0点、それ以外は1.5点です。	動ける	0点
		どちらでもない	1.5点
		動けない	3点
Q2	お尻の骨の飛び出し具合はどうですか？ 仙骨部において、仙骨部から左右8cm離れた臀部が2cm以上低くなって いれば3点、水平までなら1.5点、お尻の方が出っ張っていれば0点です。	正常	0点
		軽度・中等度	1.5点
		高度	3点
Q3	むくみはありますか？ 足の甲やすね、背中などにむくみがあれば3点、なければ0点です。	ない	0点
		ある	3点
Q4	関節が硬くなって手足を伸ばしにくいですか？ 身体のどこかの関節が曲がったままや伸びたまま動かなかったり、 関節が変形していれば1点、なければ0点です。	ない	0点
		ある	1点

合計点数で床ずれ発生リスクを判定します。

0点：リスクなし、1～3点：軽度リスク、4～6点中等度リスク、7～10点高度リスク、となります。



床ずれ防止用具

◆このマークの商品につきましては在庫に限りがございます。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

歩行器

スロープ

歩行補助つえ

移動用リフト

手すり

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

静止型マットレス

ファセットケアマットレス (イノアックリビング)


厚さ
12.0cm

長さ191cm

防水カバー



六角形に沈み込む「ファセット」独自の構造がスムーズな寝返りへ導きます。



91cm幅 KG1496

TAIS/JANコード 00357-000136

83cm幅 KG1497

TAIS/JANコード 00357-000137

課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

静止型マットレス

ディンプルマットレス (ケーブ)

厚さ
12.0cm

防水カバー

長さ191cm

90cm幅 CR-541

TAIS/JANコード 00206-000070

83cm幅 CR-540

TAIS/JANコード 00206-000070

課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

静止型マットレス

エバープラウドマットレス (通気タイプ) (パラマウントベッド)

厚さ
13.0cm

通気カバー

長さ191cm

91cm幅 KE-621TQ

TAIS/JANコード 00170-000962

83cm幅 KE-623TQ

TAIS/JANコード 00170-000964

課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

静止型マットレス

◆アクアフロートマットレス (パラマウントベッド)

厚さ
12.0cm

通気カバー

長さ191cm

91cm幅 KE-841

TAIS/JANコード 00170-000507

83cm幅 KE-843

TAIS/JANコード 00170-000508

課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

静止型マットレス

◆アルファプラフ (タイカ)

厚さ
13.0cm

長さ195cm

通気カバー

91cm幅 MB-FA1R

TAIS/JANコード 00563-000067

83cm幅 MB-FA3R

TAIS/JANコード 00563-000064

課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

ベッドパット

ブレイラプラス (グローバル産業)

厚さ
1.5cm

長さ195cm

通気カバー

91cm幅 BRPS-910R

TAIS/JANコード 01149-000012

83cm幅 BRPS-830R

TAIS/JANコード 01149-000011

課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

〈エアマットレス 停電時の対応について〉

メーカー各社、停電時の対応についてHPにまとめております。いざというときに備えて、一度ご確認ください。

モルテン



ケーブ





床ずれ防止用具

エアーマットレス

スコープ
(モルテン)

全自動運転+体圧可視化
ロボティクスマットレス

厚さ
17.0cm

長さ193cm

全自動

全自動ボタンを押すだけで
さまざまな身体状態の利用者様に
自動で対応します。



91cm幅 MSCP91

TAIS/JANコード 00054-000648

83cm幅 MSCP83

TAIS/JANコード 00054-000647

臀部周辺の圧の可視化



体圧分布モニターで
圧の状態が確認できる
ため、適切な処置を行う
ことができます。

■説明動画



非課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	3割負担

エアーマットレス

スコープライト
(モルテン)

全自動運転
高機能エアマットレス

厚さ
17.0cm

長さ193cm

全自動

※スコープライトに臀部周辺の
可視化機能はついておりません。




91cm幅 MSCPL91

TAIS/JANコード 00054-000652

83cm幅 MSCPL83

TAIS/JANコード 00054-000651

30分間体動がなければ、
自動的に【除圧・体位変換】
が始まります。
4度程度の低角度の体位変換
を左右で繰り返します。



非課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	3割負担

ハイブリッド型マットレス

アマンダ (モルテン)

厚さ
14.0cm

長さ193cm

ベッドまわりの安全・安心を追求した『お知らせ機能』

ベッド上での動き(体動・起上り・離床)
をマットレス内蔵のセンサーが感知



ワイヤレス受信機が
チャイムでお知らせ

○苦しさによる大きな【体動】
○不意の【はさまり】
○ベッドからの【すり落ち】
など、利用者様の異常をセンサーが
感知してお知らせします。



91cm幅 MAMA91

TAIS/JANコード 00054-000436

83cm幅 MAMA83

TAIS/JANコード 00054-000435

課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	3割負担

■説明動画



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

歩行器

スロープ

歩行補助つえ

移動用リフト

手すり

徘徊感知機器

自動排泄処理装置



床ずれ防止用具

エアーマットレス

マイクロクライメイト ビッグセル アイズ
(ケープ)



厚さ
15.0cm

長さ192cm
180cm(mini)

■Microclimate (皮膚局所の温度・湿度)
に対応する新機能「ファンモーター」を搭載。



エアーマットレス内の足元に搭載された
マイクロクライメイト対応の
ファンモーターがエアーマットレス内に
こもった熱と湿気を吸い込み外部に排気。
常に効果的な空気の流れを作り出し、
24時間、皮膚の局所の温度と湿度を
より快適に保つことを実現しました。

90cm幅	CR-753	90cm幅 mini	CR-757
TAIS/JANコード	00206-000141	TAIS/JANコード	00206-000143
84cm幅	CR-750	84cm幅 mini	CR-755
TAIS/JANコード	00206-000140	TAIS/JANコード	00206-000142

■説明動画



課税	
月額利用料金	
1割負担	
2割負担	3割負担

エアーマットレス

マイクロクライメイト ネクサス アイビー
(ケープ)



厚さ
12.0cm

長さ192cm
180cm(mini)

■傾斜式2層式エアセルで背上げ中の身体のずり落ちを軽減



90cm幅	CR-773	90cm幅 mini	CR-777
TAIS/JANコード	00206-000162	TAIS/JANコード	00206-000164
84cm幅	CR-770	84cm幅 mini	CR-775
TAIS/JANコード	00206-000161	TAIS/JANコード	00206-000163

■説明動画



課税	
月額利用料金	
1割負担	
2割負担	3割負担

エアーマットレス

オスカー (モルテン)

様々な身体状況の利用者へのケアに最適な高機能エアーマットレス



厚さ
17.0cm

長さ193cm
182cm(mini)



説明動画

オスカーは体圧分散式マットレスに求められる重要な8つの特性を備えています。

1 体圧分散性能	2 除圧性能	3 ずれ力対策	4 寝心地	5 安定性	6 ぐれ対策	7 ひえ対策	8 体位変換
●背抜き ●圧抜き	●背抜き ●圧抜き	●背抜き ●圧抜き	●背抜き ●圧抜き	●背抜き ●圧抜き	●背抜き ●圧抜き	●背抜き ●圧抜き	●背抜き ●圧抜き

課税	
月額利用料金	
1割負担	
2割負担	3割負担

エアタイプ

91cm幅	MOSC91A	91cm幅 mini	MOSC91SA
TAIS/JANコード	00054-000139	TAIS/JANコード	00054-000139
83cm幅	MOSC83A	83cm幅 mini	MOSC83SA
TAIS/JANコード	00054-000139	TAIS/JANコード	00054-000139

ハイブリッドタイプ

91cm幅	MOSC91
TAIS/JANコード	00054-000137
83cm幅	MOSC83
TAIS/JANコード	00054-000137

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

歩行器

スロープ

歩行補助つえ

移動用リフト

手すり

徘徊感知機器

自動排泄処理装置



体位変換器

◆このマークの商品につきましては在庫に限りがございます。

エアーマットレス


スモールチェンジ ラグーナ (ケープ)

厚さ
13.5cm

長さ192cm
180cm(mini)



スモールチェンジで床ずれ防止



15分毎に小さな体位変換を自動で繰り返すため、療養者の快眠を守り、介護者の負担を軽減します。

自動ヘッドアップ対応機能



マットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレスのやわらかさと動きを最適な状態に自動調整します。※ベッドの背上げを行う機能ではありません。

説明動画



スモールチェンジ機能は、骨盤を中心に対角線上の小さな体位変換を自動化したシステムです。ラグーナはご利用者にとって身体のすれが小さく、違和感のない「安心」、「安楽」な環境を提供します。

90cm幅 CR-703

TAIS/JANコード 00206-000103

84cm幅 CR-700

TAIS/JANコード 00206-000102

90cm幅 mini CR-707

TAIS/JANコード 00206-000105

84cm幅 mini CR-705

TAIS/JANコード 00206-000104

非課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

畳の部屋での快適な生活と安全な離床動作を実現する起き上がり補助装置



〈リンク式フレーム〉
背上げ時にお尻部分を後方へ逃がす構造で、身体を前に押し出しにくくしています。



〈膝上げバッグ〉
太もも部分を支えて膝上げします。背上げと連動することで姿勢の崩れを対策し、背上げ後の楽な姿勢を確保します。

アスディス

ASD (モルテン)

TAIS/JANコード 00054-000095

サイズ 幅93×長さ148cm

重量 12.5kg

簡単操作
リモコン



〈背上げバッグ〉
エアによる優しい動きで最大70度までの背上げが可能です。角度は無段階で調整できます。

非課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	



体位変換器

体位変換器

体圧分散式クッション 体に優しく、ムレにくい特殊なクッションビーズで体位変換後の安楽な姿勢を確保します。

体位変換器 + 高耐久・マルチ・体圧分散式クッション



■Aタイプ



■Bタイプ

- 持ち手を引っ張るだけの動作で、力を必要とせず簡単に体位変換ができます。
- 体位変換した姿勢をそのまま保持することもできます。
- 心地良い触感でムレにくい、特殊なクッションビーズ素材を使用しています。
- 耐久性に優れ、家庭用洗濯機での丸洗いも可能です。



Aタイプ体位変換例



Aタイプ体位保持例



Bタイプ体位変換例



Bタイプ体位保持例

セロリ Aタイプ

MTYA (モルテン)

TAIS/JANコード 00054-000112

サイズ 68.0×32.0×10.0cm

重量 2.4kg

課税

月額利用料金

1割負担

2割負担

3割負担

セロリ Bタイプ

MTYB (モルテン)

TAIS/JANコード 00054-000113

サイズ 141.0×23.0×8.0cm

重量 3.1kg

課税

月額利用料金

1割負担

2割負担

3割負担

ペンギンサポート

KE-100S

(パラマウントベッド)

TAIS/JANコード 00170-000713

体位変換しやすく、側臥位の保持も可能です。

■使用方法



説明動画



サイズ 163×48cm

重量 0.3kg

課税

月額利用料金

1割負担

2割負担

3割負担

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

歩行器

スロープ

歩行補助つえ

移動用リフト

手すり

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

体位変換器


ナーセントパットA(3ピース)
(アイソネックス)

TAIS/JANコード 00149-000012

サイズ 全長40×全高10×奥行40cm

重量 2.0kg

●材質 高密度ウレタン



課税

月額利用料金

1割負担

2割負担

3割負担

体位変換器

ライトターン
(アイソネックス)

TAIS/JANコード 00149-000017

サイズ 全長43×全高39×奥行13cm

重量 0.95kg

●材質 高密度ウレタン



課税

月額利用料金

1割負担

2割負担

3割負担

排泄の省力化に

■使用例

